



## 柠檬酸盐缓冲液 (Citric Acid) 10 mM pH 3.0

### I. 产品信息

目录号: PS0031

保 存: 2 - 8°C

规 格: 1ml; 50ml

效 期: 一年

### II. 背景简介

本产品外观为无色澄清透明的液体，无明显异物，无菌，适用于细胞因子的溶解和稀释，使用方便，操作简单，可高效溶解并稳定保存相应的细胞因子。请根据细胞因子说明书选择合适的溶解液和稀释液，并严格按照说明书要求进行溶解、稀释、分装和冻存。

### III. 注意事项

1. 请在使用本产品前仔细阅读说明书。 本产品仅用于科研，不可用于诊断。
2. 试剂包装如有破损或渗漏，请勿使用。
3. 为了您的安全和健康，请穿戴实验防护服、手套、口罩等必要的防护装备。
4. 更多产品敬请关注联科生物网站或来电咨询。

### IV. 部分相关产品

目录号	产品名称	规格
PS0011	无菌超纯水 (Water)	1 ml
PS0021	磷酸钠缓冲液 (Sodium Phosphate) 5 mM pH 7.4	1 ml
PS0041	醋酸溶液 (Acetic Acid) 100 mM	1 ml
PS0051	Tris 缓冲液 (Tris) 5mM pH 7.6	1 ml
PS0061	1×PBS 缓冲液 (Phosphate Buffer Solution, PBS) pH 7.2	1 ml
PS0071	磷酸钠缓冲液 (Sodium Phosphate) 5 mM pH 7.2	1 ml
PS0081	磷酸钠缓冲液 (Sodium Phosphate) 5 mM pH 7.6	1 ml
PS0091	磷酸钠缓冲液 (Sodium Phosphate) 5 mM pH 7.8	1 ml
PS0101	5 mM HCl (pH 3.0)	1 ml
PS0111	磷酸钠缓冲液 (Sodium Phosphate) 10 mM pH 8.0	1 ml
PS0121	磷酸钠缓冲液 (Sodium Phosphate) 10 mM pH 7.5	1 ml