



Flow cytometry Staining buffer

I. 产品信息

目录号: S1001
保 存: 2 - 8°C

规 格: 125ml
效 期: 一年

II. 背景简介

流式染色缓冲液适用于悬浮细胞的免疫荧光染色实验，为含 BSA 的缓冲液，以叠氮钠作为防腐剂。本缓冲液可用于抗体和细胞的稀释，以及表面染色和流式分析的洗涤阶段。本缓冲液所含的动物血清蛋白可减少抗体的非特异性结合。

III. 注意事项

1. 请在使用本产品前仔细阅读说明书。本产品仅用于科研，不可用于诊断。
2. 为了您的安全和健康，请穿戴实验防护服、手套、口罩等必要的防护装备。
3. 更多流式相关产品敬请关注联科生物网站或来电咨询。

IV. 部分相关产品

目录号	产品名称	规格
LSC01	FCM Lysing solution for BC (ready-to-use)	100T
LSC02	FCM Lysing solution for BC (ready-to-use)	250T
LYS01	FCM Lysing solution (Fixative Free) 10×	100T
LYS02	FCM Lysing solution (Fixative Free) 10×	250T
LYS03	FCM Lysing solution (Fixative Free) 10×	500T
LSB01	Lysing solution for FACS 10×	100T
LSB02	Lysing solution for FACS 10×	250T
LSB03	Lysing solution for FACS 10×	500T
NDS010	Normal Donkey Serum	10 ml
NGS010	Normal Goat Serum	10 ml
NRS010	Normal Rabbit Serum	10 ml
NRS500	Normal Rat Serum	500 µl