



SDS-PAGE 电泳液(10×)

I. 产品信息

目录号: WB005-500

规格: 500 ml

保存: 室温

效期: 一年

II. 产品简介

本 SDS-PAGE 电泳液(10×) 为 Tris、甘氨酸缓冲液, 适合于变性蛋白的电泳。

III. 使用方法

按照 SDS-PAGE 电泳液(10×): 超纯水 = 1: 9 的比例混匀即可使用。

IV. 注意事项

1. 请在使用本产品前仔细阅读说明书。本产品仅用于科研, 不可用于诊断。
2. 为了您的安全和健康, 请穿戴实验防护服、手套、口罩等必要的防护装备。
3. 更多蛋白电泳和 Western Blot 相关产品敬请关注联科生物网站或来电咨询。

Product For Research Use Only rev: WB005-500-02

MultiSciences Biotech Co., Ltd

Technical Service: tech@liankebio.com

To place an order: order@liankebio.com